


# Microdos-MDA-RT Microdosierung mit Rundtakter

Entmischungsfreie Pulverabfüllung von **1 Milligramm bis ca. 50 (100) Gramm** in Kapseln, Vials, Röhrchen, Gläser.

Je nach Auflösung der Waage bis auf 0.005 mg genau



Hochpräzise schonende, nicht entmischende Kleinstdosierung  
von  
feingemahlten Wirkstoffen mit unterschiedlicher Partikelgröße

## **GMP-FDA konforme, hochpräzise Abfüllung/Chargierung von Pulvern**

- integrierbar in vollautomatisierte Systeme
- schonende Abfülltechnik
- schnell zerlegbar, einfach zu reinigen
- revolutionäre Abfülltechnik

### **Abfülltechniken:**

- Microdosierung, Laborautomation, Robotik
- Komponentern, Chargieren, Rezeptieren
- Sondermaschinen, Glovebox, Isolator, Wägetechnik

LOBOTECH

Tel. ++41 (0) 61/981 34 34

Fax ++41 (0) 61/981 34 30

**E-Mail / internet**     [tb@lobotechlbt.com](mailto:tb@lobotechlbt.com) / [www.lobotechlbt.com](http://www.lobotechlbt.com)